



**S**  
**SIALOR**  
M I L A N O

**YALODÉ FILL**  
Sialor Milano per la medicina estetica



**SIALOR S.r.l.**

Via Lodovico Mancini, 5  
Milano  
info@sialormilano.it  
www.sialormilano.it




## DIVENTA INDISPENSABILE RIDEFINIRE IL CONTORNO DEL VISO RISPETTANDO LA SUA NATURALE ARMONIA.

Nella pelle giovane, la fitta rete di collagene si rinnova continuamente dando sostegno e struttura ai tessuti.

**Intorno ai 40 anni, tuttavia, l'ovale del viso inizia a risentire della gravità.**

La pelle si affloscia, le guance si incavano e la parte inferiore del viso si ispessisce: il risultato è un viso stanco, con un contorno meno definito e rughe e solchi di espressione.



## INTERPRETARE I DESIDERI DEI PAZIENTI È LA MISSIONE DI SIALOR MILANO

La ricerca dell'Armonia per esaltare la propria Bellezza richiede trattamenti personalizzati ed esclusivi.

La donna desidera un contorno viso ben delineato, una pelle luminosa e un aspetto giovane e fresco.

L'uomo può essere interessato a un profilo maschile ben delineato e a una mascella ben definita.

La donna e l'uomo vogliono apparire naturali e mai artefatti.

## YALODÉ FILL

### FILLER ESCLUSIVO A TRIPLO EFFETTO

Yalodé Fill offre una delle formulazioni di Acido Ialuronico Lineare di derivazione biotecnologica a più alto peso molecolare (2.000 kDa) presenti sul mercato.

Yalodé Fill tratta la deplezione fisiologica di **Acido Ialuronico a livello dermico e, grazie al suo elevato peso molecolare**, agisce per migliorare la texture e la lassità della pelle, aggiungendo un volume delicato e ridefinendo i contorni che hanno perso la loro naturale armonia.



## L'EFFICACIA DI YALODÉ FILL

Le proprietà igroscopiche e viscoelastiche dell'Acido Ialuronico ad alto peso molecolare consentono l'idratazione dei tessuti favorendone il rimodellamento con effetto correttivo della tonicità e degli esiti cicatriziali.


Si tratta di un sistema antiaging molto completo che assicura il turgore del derma attraverso il progressivo miglioramento dell'elasticità cutanea.

**YALODÉ FILL è destinato al trattamento degli inestetismi cutanei, in particolare in aree specifiche del viso.**

- Pieghe nasolabiali
- Rughe peribuccali
- Rughe frontali
- Cicatrici facciali, comprese le cicatrici da acne
- Aree del viso che necessitano di un arricchimento dei tessuti facciali (guance, mento, zigomi, labbra) con aumento volumetrico temporaneo mediante aumento dei tessuti molli.




## L'AZIONE DI YALODÉ FILL



CONTORNO  
OCCHI-RUGHE



PIEGHE  
NASOLABIALI




LASSITÀ CUTANEA DI  
COLLO E VISO

## TECNICA INIETTIVA DEDICATA A OGNI VISO

### TECNICA INIETTIVA DEDICATA A CIASCUN VISO PERCHÉ UN PAZIENTE SIA SODDISFATTO, È NECESSARIO CAPIRE LE SUE ASPETTATIVE.

Con Yalodé Fill è possibile personalizzare il trattamento rispettando la naturalezza di ogni viso.



#### PROFONDITÀ DI INIEZIONE

L'impianto deve essere inserito nel derma della superficie media con un ago da 30 G x 13 mm.

#### BUONA MODELLABILITÀ

La matrice di gel coesivo è facilmente adattabile e modellabile. È possibile effettuare un leggero massaggio per aiutare a distribuire ancora meglio il prodotto iniettato.

**RISULTATI VISIBILI**  
con una durata prolungata,  
fino a 12 mesi

**TRIPLO EFFETTO**  
lifting verticale, contenimento,  
neocollagenesi



**ELEVATA ELASTICITÀ E VISCOSITÀ**  
con azione di sollevamento e contrasto

YALODÉ FILL 2% - YALODÉ FILL 2.5%



**previene la riduzione di acido Ialuronico,**  
promuovendo la BIORISTRUTTURAZIONE  
del tessuto cutaneo.

**sicuro e ben tollerato,**  
migliora l'idratazione, la compattezza e  
l'elasticità cutanea.

**disponibile in 2 diverse concentrazioni**  
di acido Ialuronico reticolato per garantire  
trattamenti mirati in ogni esigenza terapeutica.

**DESIGN ERGONOMICO**

per maggiore maneggevolezza  
da parte del medico.

**CONTROLLO DEL MATERIALE  
INIETTATO**

grazie alla graduazione sulla  
siringa.

**STABILITÀ DELL'AGO**

garantita dalla perfetta tenuta  
dell'attacco Luer -Lock.



YALODÈ FILL **2%**      YALODÈ FILL **2.5%**

<b>Indicazioni d'uso</b>	Trattamento delle rughe del contorno labbra	Trattamento delle rughe facciali
<b>Concentrazione</b>	20 mg/ml	25 mg/ml
<b>Zona di iniezione</b>	Derma preferibilmente lo strato più profondo	Ipoderma profondo o sopra periostiale
<b>pH</b>	6,00 – 7,50	6,00 – 7,50
<b>Ago</b>	27G 1/2"	27G 1/2"
<b>Confezione</b>	1 x 1 ml	1 x 1 ml
<b>Durata del Risultato</b>	4 - 8 mesi	6 - 10 mesi
<b>Conservazione</b>	5 – 25° C	5 – 25° C

Yalodè Fill **2.5%**

Yalodè Fill **2.5%**

Yalodè Fill **2.5%**

Yalodè Fill **2%**


Yalodè Fill **2%**

Yalodè Fill **2%**

Yalodè Fill **2.5%**

Yalodè Fill **2%**

Yalodè Fill **2.5%**



## L'EFFETTO CORRETTIVO DI YALODÈ FILL (2.-2.5%) È IMMEDIATAMENTE VISIBILE DOPO IL TRATTAMENTO.

L'azione riabilitativa corregge efficacemente lo svuotamento sindrome guance negli stand delle rughe naso labiale, Caratterizza il mento e armonizza l'ovale del volto, ridefinendo la linea mandibolare.

Yalodè Fill (2-2.5%) agisce meccanicamente assorbendo acqua generando rigonfiamento e biologicamente aumentando la sintesi del neoCollagene e Glicosaminoglicani.

Questo duplice effetto rende possibile generare volume che corregge immediatamente e in modo duraturo le depressioni cutanee.



## SICURO & EFFICACE

### STANDARD QUALITATIVI ELEVATI

- **Acido Ialuronico reticolato** di origine biotecnologica, definitivamente non animale.
- **Acido Ialuronico reticolato massimamente purificato.**

<b>Acidi Nucleici</b>	≤ 0,2%
<b>Proteine</b>	≤ 0,1%
<b>Cloruri</b>	≤ 0,03%
<b>Ferro</b>	≤ 80 ppm
<b>Contaminazione microbica (TAMC)</b>	≤ 100 CFU/g
<b>Endotossine batteriche</b>	≤ 0,05 I.U./mg

### STERILITÀ ASSICURATA DEL PACKAGING

- Basso rischio di reazioni allergiche.
- Sterilizzazione a vapore e irraggiamento.
- Maggior durata dell'impianto.



## TECNOLOGIA A SUPPORTO

L'emivita dell'acido Ialuronico cutaneo non supera le 48 ore in equilibrio tra produzione e demolizione da parte delle ialuronidasi.

Per superare questa limitazione, in medicina estetica, l'acido Ialuronico, per uso intradermico, **viene modificato tramite reticolazione per ottenere un prodotto più resistente alla demolizione e quindi di maggior durata: il cross-linking.**

L'attività di acido Ialuronico reticolato, non dovuta solamente alla funzione di ripristino della perdita di volume e di riempimento delle rughe, ma anche a una stimolazione protratta che, a distanza di tempo, permette di ottenere un ulteriore miglioramento del tessuto cutaneo trattato e quindi costituisce un plus di notevole importanza.

## TECNOLOGIA CROSS-LINKING

L'acido Ialuronico reticolato presenta dei ponti di collegamento tra le molecole di HA, con la formazione di una struttura tridimensionale. Questo sistema presenta una forte resistenza nei confronti dei processi degradativi delle Ialuronidasi, e di conseguenza una maggiore durata nel tempo.

Come agente cross-linkante viene utilizzato il BDDE, il quale forma dei forti legami covalenti tra i gruppi ossidrilici delle catene di HA, aumentando la resistenza e la rigidità del network 3D.

## GRANULOMETRIA UNIFORME

L'HA viene scrupolosamente selezionato a livello granulometrico per garantire una dimensione media delle particelle ben definita e costante per assicurare un prodotto caratterizzato da un **elevato standard qualitativo.**



# MBP

## MULTI-ACTIVE BEAUTY PATH MIGLIORARE E PROLUNGARE I RISULTATI DELLA MEDICINA ESTETICA

### YALODÉ INTENSIVE WRINKLE REPAIR

L'uso costante di **YALODÉ INTENSIVE WRINKLE REPAIR**, con 19 Ingredienti attivi, idratante, restitutiva e di lunga durata con effetto botulino-like, può favorire l'appiattimento delle rughe e dei solchi di espressione, migliorando visibilmente la compattezza, la luminosità e l'elasticità della pelle del viso, del collo e décolleté.

**ACIDO IALURONICO** - con 3 differenti pesi molecolari, ottenuto attraverso tecnologia biofermentativa, agisce ai diversi strati della pelle.  
**7 PEPTIDI BIOMIMETICI** - scelti tra gli attivi maggiormente studiati e sperimentati per contrastare efficacemente le rughe.  
**CERAMIDI** - promuovono l'idratazione della pelle.  
**TRITERPENI DELLA CENTELLA** - promuovono la sintesi di Collagene e riducono la profondità delle rughe.  
**COLLAGENE MARINO** - fornisce amminoacidi funzionali alla formazione di neoCollagene.  
**DIMETILAMINOETANOLO** - antiossidante naturale che tonifica il muscolo rendendo la pelle più compatta e elastica.  
**BATYL ALCOHOL** - protegge la pelle dai danni causati dalle radiazioni UV e dalle aggressioni esterne.  
**4 SOSTANZE VEGETALI** - Bisabololo, Burro di Karité, Olio di Jojoba e Olio di Vinaccioli con attività specifiche.

### TRIPLE LAYERS TABLETS

**YALODÉ TRIPLE LAYERS TABLETS** fornisce dall'interno, dove le creme non arrivano, Nutrienti Naturali mirati, che associano alla azione superidratante e anti - age dell'Acido Ialuronico Attivi funzionali e Antiossidanti d'avanguardia per promuovere la compattezza, la luminosità e l'elasticità della pelle per proteggere le cellule dallo stress ossidativo.  
**Dose: 1 compressa al giorno con acqua**


**ACIDO IALURONICO** - ad alto peso molecolare di origine biofermentativa.  
**VITE ROSSA** - specie vegetale con funzione antiossidante i cui semi contengono Proantocianidine.  
**RESVERATROLO** - polifenolo naturale, è il maggior componente del Polygonum Cuspidatum, sostanza vegetale ad azione antiossidante.  
**COENZIMA Q10** - naturalmente presente in tutte le cellule.  
**SILICIO ORGANICO** - costituisce la fonte di Silicio prontamente disponibile per l'uomo.  
**BIOTINA e ZINCO** - contribuiscono a mantenere il tono normale della pelle.  
**VITAMINA C** - utile alla formazione di Collagene.  
**SELENIO e VITAMINA E** - proteggono le cellule dallo stress ossidativo.



**Acido ialuronico**

**Principi attivi**

**Acido ialuronico**





**SIALOR S.r.l.**

Via Lodovico Mancini, 5

Milano

[info@sialormilano.it](mailto:info@sialormilano.it)

[www.sialormilano.it](http://www.sialormilano.it)



[sialor\\_beauty](#)



[Sialor Beauty](#)



[Sialor Milano](#)